


THD SURGY Mini LightScope



L'anoscopio THD SURGY MINI LED è un dispositivo medico **MONOUSO** indicato per l'analisi del canale ano-rettale.

L'anoscopio THD Light-Scope combina in un unico dispositivo monouso un pratico e leggero anoscopio ed una potente fonte luminosa integrata a LED, per avere una visione chiara e dettagliata della zona di ispezione.

L'anoscopio THD SURGY MINI LED è pronto all'uso e non necessita di altre attrezzature per l'utilizzo.

Vantaggi:

- non richiede una fonte luminosa aggiuntiva
- non richiede una preparazione prima dell'uso
- elimina il rischio di contaminazione incrociata

SPECIFICHE				
REF	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Finestra
800108	THD Surgy Mini LED	24 mm	122 mm	85x26 mm

N°Repertorio DM	Classificazione CND
415440	G02060301 - ANOSCOPI



THD SURGY Mini LightScope

Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Autoilluminante con luce integrata nel dispositivo
- Pronto all'uso
- Leggero (40g)
- Dispositivo CE di Classe I
- Confezionato singolarmente
- Latex Free



Fonte luminosa integrata pronta all'uso.
Non necessità di altri dispositivi.
Illuminazione diffusa

Completamente monouso.
Evita ogni rischio di contaminazione incrociata.

