



THD PROCTOMOBILE

THD ProctoMobile è una **stazione proctologica portatile** per permettere al Proctologo di avere a disposizione un sistema diagnostico unico, modulare ed espandibile per la realizzazione di tutte le principali operazioni diagnostiche quali **Manometria Anorettale**, **Ecografia Transanale**, **Anoscopia ad Alta Risoluzione**.



Comprende:

- 1) **THD ProctoSoftware**
SOFTWARE INTEGRATO DI PROCTOLOGIA composto da:
 - modulo per la gestione degli Utenti
 - modulo Database Paziente
 - modulo di Anoscopia ad Alta Risoluzione (magnificazione fino a 28,5X)
 - modulo di Ecografia Transanale Bidimensionale
 - modulo di Manometria Anorettale
 - modulo di Refertazione
 - THD ProctoSoftware è un Medical Device di Classe IIA certificato CE 1936
- 2) **Hardware dedicato** composto da un Computer Portatile All in One con:
 - schermo 17" (ultra HD), disco SSD 256Gb, LAN Wireless GigaByte Ethernet, Windows 10 Professional.
- 3) **Trasformatore di isolamento (880027)** – questo tipo di trasformatore riduce la corrente di perdita per la sicurezza dei pazienti. *Certificazione TUV: EN60601-1/:2006-3rd; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1:2005; IEC 60601-1-2:2007 ; TÜV-SÜD - NRTL C + US.*



Caratteristiche Dimensionali Principali ProctoMobile			
Laptop THD ProctoMobile		Trasformatore di isolamento	
Altezza (PC chiuso)	23 mm	Altezza	85mm
Larghezza frontale	410 mm	Larghezza	150mm
Profondità	280 mm	Lunghezza	240mm
Peso (senza imballo)	2,5 Kg	Peso (senza imballo)	4.5 kg
			

Caratteristiche Funzionali	
Computer (processore)	PC Laptop (Intel Core i5)
Memoria	8 GB
Sistema Operativo	MS Windows 10
Disco Rigido	SSD 256 GB
Schermo	17,3" - FULL HD UWVA 16:9 (1920x1080)
Grafica	Nvidia GeForce
Porte	1 USB 2.0 (alimentata), 2 USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C (DisplayPort), 1 HDMI e 1 VGA, 1 connettore combo cuffie/microfono
Connessione	LAN Gigabyte Ethernet 10/100/1000 - Wireless LAN 802.11 b/g/n
Alimentazione	110V/240V - 50/60 Hz
Accessori	Tastiera e mouse wireless
Livello massimo di ingrandimento	28,5X

Accessori			
REF	Denominazione	Descrizione	Connessione
800227	THD HRA CAMERA 2.0	Videocamera USB ad alta definizione	USB 2
800179	THD EAUS PROBE 12 MHZ	Sonda ecografica transanale a 12 MHz	USB 2
800140	THD ANOPRESS	Dispositivo per la manometria Anoretale	Bluetooth

Accessori per THD ProctoMobile				
REF	Denominazione	Q.tà	Descrizione	Packaging
800191	THD LIGHT-SCOPE PROCTO HRA	10	Anoscopio HRA Lightscope	Monouso Non sterile
800150	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonda per manometria anale	
800151	THD PRESSKIT (TR ENV)	50		
800152	THD PRESSKIT (FL ENV)	50		
800192	THD SENSYPROBE	15	Sonda per manometria Anoretale	

THD PROCTOMOBILE				
Q.tà	Cod.	Descrizione	N° RDM	CND
1	800194	THD PROCTOMOBILE	120863	Z11040182